

소가 말하지 못하는 것을 대신 알려드립니다

소 몸속에 들어간 작은 센서가 체온과 움직임을 하루 종일 지켜봅니다. 이상이 있으면 휴대폰으로 알려드리고, **그래서 뭘 하면 되는지까지** 함께 알려드립니다.

목장주 · 목장 직원용

처음 읽는 데 15분

기억할 것은 3가지뿐

01

소 몸속에 무엇이 들어갔나

캡슐처럼 생긴 센서를 입으로 넣으면 첫째 위에 가라앉아 그 자리에 계속 있습니다. 소는 불편해하지 않고, 되새김도 평소대로 합니다.

센서가 재는 것

그래서 알 수 있는 것

몸속 온도

열이 나는지, 분만이 가까운지, 더위를 먹었는지

움직임

발정이 왔는지, 평소보다 안 움직이는지

물 마신 때

물을 잘 안 먹는지 (아프기 시작할 때 먼저 나타납니다)

되새김

배가 편한지, 사료가 맞는지

겉으로 보이기 며칠 전부터 몸속 온도가 먼저 올라갑니다. **그 며칠이 치료가 쉬운지 어려운지를 가릅니다.**

아침에 이 세 가지만 하시면 됩니다

다른 기능은 안 쓰셔도 됩니다. 이 세 가지만 몸에 붙으면 나머지는 저절로 따라옵니다.

1

알림을 봅니다

아침에 휴대폰을 열면 밤사이 있었던 일이 정리되어 있습니다.

423번 발정 감지 · 어젯밤 11시 20분

2

카드를 열어봅니다

그 소에 대해 알아야 할 것이 한 화면에 다 나옵니다. 여기저기 찾아볼 필요가 없습니다.

수정 적기 **내일 아침 6시** · 추천 정액 ○○○ · 최근 치료 이력 없음 · 지난 수정 2회 실패

3

했는지 안 했는지 눌러줍니다

수정하셨으면 **[했음]**, 안 하셨으면 **[안 함]**과 이유를 골라주세요. 1초 걸립니다.

[수정함] / **[안 함]** → 발정이 약해서 · 몸 상태가 안 좋아서 · 일정이 안 맞아서

3번을 꼭 눌러주십시오. 하셨는지 안 하셨는지를 알아야 다음에 더 정확하게 알려드릴 수 있습니다. 이것만 해주시면 시스템이 목장에 맞게 똑똑해집니다.

03

알림이 오면 무엇을 하나

알림은 크게 네 가지입니다. 각각 해야 할 일이 정해져 있습니다.

발정

수정 시간을 확인하세요

언제 수정하면 좋은지 시간이 나옵니다. 추천 정액도 함께 나옵니다. 수정사에게 그대로 전달하시면 됩니다.

분만 임박

분만실을 준비하세요

분만이 가까워지면 몸속 온도가 떨어집니다. 그걸 잡아서 미리 알려드립니다. 밤에 나가보지 않아도 됩니다.

건강 이상

그 소를 먼저 보세요

열이 오르거나 활동이 줄면 알려드립니다. 무엇이 의심되는지, 무엇을 확인해야 하는지 함께 나옵니다. 필요하면 수의사에게 바로 연결됩니다.

더위

환기와 물을 확인하세요

더위지수가 높아지면 미리 알려드립니다. 송풍기·안개분무·급수를 점검하실 시점입니다.

화면 색깔만 보셔도 됩니다

숫자를 다 읽으실 필요 없습니다. 색으로 먼저 보시고, 궁금하면 그때 눌러보세요.

● 초록 — 괜찮습니다

평소와 같습니다. 넘어가셔도 됩니다.

● 노랑 — 한 번 보세요

평소와 조금 다릅니다. 오늘 지나가면서 눈으로 확인해 주세요.

● 빨강 — 오늘 조치하세요

바로 확인이 필요합니다. 의사 연결이 필요하면 화면에서 바로 됩니다.

말로 물어보셔도 됩니다

손이 바쁘시면 화면을 안 보고 말로 물어보실 수 있습니다. 타이핑이 불편하신 분들이 제일 많이 쓰는 기능입니다.

이렇게 물어보시면

이렇게 답합니다

"423번 어때?"

그 소의 지금 상태와 최근 며칠 흐름을 말로 알려드립니다

"오늘 할 일 뭐야?"

오늘 봐야 할 소와 해야 할 일을 순서대로 정리해 드립니다

"수정할 소 있어?"

수정 적기가 된 소를 알려드립니다

"이번 달 어때?"

수태율, 공태일 같은 성적을 지난달과 비교해 드립니다

그래서 무엇이 좋아지나

거창한 얘기 말고, 목장에서 실제로 달라지는 것만 적었습니다.

지금

앞으로

발정을 놓쳐서 한 달이 밀린다

놓치는 발정이 줄어 공태일이 짧아집니다

아픈 걸 알았을 땐 이미 늦었다

겉으로 보이기 며칠 전에 알려드립니다

분만 때문에 밤에 몇 번씩 나간다

가까워지면 알려드리니 그때만 나가시면 됩니다

어느 소가 문제인지 다 돌아봐야 안다

오늘 봐야 할 소만 골라서 알려드립니다

기록이 머리에만 있다

치료·수정·휴약이 자동으로 남습니다

결국 공태일 하루, 유방염 한 건, 폐사 한 마리가 그대로 돈입니다. 이걸 줄이는 게 전부입니다.

비용은 어떻게 되나

항목

내용

매달

소 한 마리당 월 이용료. **센서 값은 따로 받지 않습니다** — 이용료에 다 들어 있습니다.

처음 한 번

목장에 통신 장비를 설치하는 비용. 센서 넣는 시술과 개체 등록까지 포함입니다.

소가 바뀌면

새 소에 센서를 다시 넣어드립니다. **센서 값은 추가로 안 드십니다.**

지원

지자체 사업으로 진행되는 경우 자부담이 줄어듭니다. 지역마다 다르니 담당자에게 확인해 주세요.

정확한 금액은 목장 규모와 지원 여부에 따라 달라집니다. **담당자가 계산해서 알려드립니다.**

앞으로 이렇게 됩니다

지금은 시작 단계입니다. 쓰시는 동안 이런 것들이 하나씩 붙습니다.

가까운 시일

착유기 유량이 자동으로 들어옵니다

지금은 따로 입력하시는 유량이 착유기에서 바로 넘어옵니다. 그러면 **소 한 마리가 하루에 얼마를 남기는지**가 숫자로 나옵니다.

가까운 시일

정액 추천이 더 정확해집니다

혈통과 검정 성적이 연결되면 근친 걱정 없이, **우리 목장 소에 맞는 정액**을 더 정확하게 골라드립니다.

1~2년

수의사와 같은 화면을 봅니다

담당 수의사가 오시기 전에 이미 그 소의 상태를 보고 오십니다. 왕진이 빨라지고, 처방과 휴약 기간이 자동으로 기록됩니다.

2~3년

우리 목장 성적이 근거가 됩니다

사료를 바꿨을 때, 관리를 바꿨을 때 **정말 좋아졌는지 숫자로 확인**됩니다. 감이 아니라 기록으로 판단하게 됩니다.

3년 이후

덜 키우고 더 짜게 됩니다

번식이 잘되고 소가 오래 살면 후보 소를 덜 키워도 됩니다. **사료비가 줄고, 분뇨가 줄고, 그게 그대로 목장 수익이 됩니다.** 앞으로는 이 실적이 저탄소 인증이나 지원 사업의 근거가 될 수 있습니다.

자주 물어보시는 것

센서가 소한테 해롭지 않나요?

위 속에 들어가서 계속 있습니다. 여러 나라에서 오래 쓰고 있는 방식이고, 소가 불편해하지 않습니다. 되새김도 평소대로 합니다.

컴퓨터를 잘 못 하는데 쓸 수 있나요?

세 가지만 하시면 됩니다 — 알림 보기, 카드 열기, 했다/안 했다 누르기. 나머지는 안 쓰셔도 됩니다. 말로 물어보셔도 되고요.

정말 발정을 잡아냅니까?

말로 설명드리는 것보다 선생님 목장 소로 한 달 보시는 게 빠릅니다. 그래서 처음에 시범으로 해보시길 권해드립니다.

알림이 너무 많이 오면 어떡하나요?

받을 알림 종류와 시간을 목장에 맞게 조절하실 수 있습니다. 처음에는 중요한 것만 받으시다가 익숙해지면 늘리셔도 됩니다.

소를 팔면 센서는 어떻게 되나요?

그 소의 기록은 남고, 새로 들어온 소에 센서를 다시 넣어드립니다. 센서 값은 추가로 안 드십니다.

내 목장 자료를 다른 데서 보나요?

목장 자료는 목장 것입니다. 담당 수의사처럼 **허락하신 분만** 보실 수 있고, 누가 언제 무엇을 봤는지 다 기록에 남습니다. 언제든지 자료를 내려받거나 삭제 요청하실 수 있습니다.

인터넷이 끊기면요?

센서는 목장 장비에 자료를 모아두고 있다가 연결되면 보냅니다. 그동안 것도 안 없어집니다.

막히면 여기로

이럴 때

이렇게 하세요

앱이 안 열리거나 알림이 안 옴

기술지원 담당자에게 연락

센서가 신호를 안 보냄

기술지원 담당자에게 연락 — 방문 점검해 드립니다

소 상태가 걱정됨

화면에서 담당 수의사에게 바로 연결

쓰는 법을 다시 배우고 싶음

교육 다시 신청 가능 — 방문 교육도 해드립니다

기억할 것은 이것 하나

알림 보기 → 카드 열기 → 했다/안 했다 누르기.

이 세 가지만 하시면 됩니다.

CowTalk · 농업회사법인 주식회사 디투오

이 안내서는 목장에서 바로 쓰시라고 만든 것입니다. 인쇄해서 사무실에 두고 보셔도 됩니다.

더 궁금하신 것은 담당자에게 편하게 물어봐 주십시오.